


FAIRE L'EXPERIENCE DE **HYBRID**

FLEXIBLE. DURABLE. PUISSANT

La nouvelle fibre Holmium PowerFlex **Hybrid** * à haute puissance constitue une percée dans la technologie des fibres. Sa conception innovante offre la flexibilité supérieure d'une fibre de 200 μ tout en préservant les avantages du traitement des calculs avec une fibre à extrémité arrondie de 272 μ .¹

surface de
13%
supérieure à celle
d'une fibre
ordinaire de 200 μ



POWERFlex™-HYBRID

FIBRE POUR LASER HOLMIUM AVEC EXTRÉMITÉ ARRONDIE


CLARION[®]
MEDICAL TECHNOLOGIES

800.668.5236
www.clarionmedical.com

EXTRÉMITÉ ARRONDIE

permettant ainsi une introduction de la fibre dans un uretéroscope entièrement exible/deflected scopes.

REVÊTEMENT ARMOURTEC

Un revêtement avancé pour une conception durable permettant à la fibre de résister à une courbure de 1,0 cm sous des réglages de puissance élevés



POWERFlex™-HYBRID

FIBRE POUR LASER HOLMIUM AVEC EXTRÉMITÉ ARRONDIE



RACCORD EN CÉRAMIQUE DE ZIRCONE

Raccord exclusif en céramique permet de propager l'énergie en toute sécurité, pour une efficacité accrue, éliminant tout risque de dommages sur le pare débris



ASTUCE HYBRIDE

Surface plus grande et plus durable pour accélérer la procédure et obtenir des résultats cliniques plus efficaces.

EMBALLAGE UNIQUE

Boîtier protège les fibres des points de pincement et permet un retrait contrôlé et sécuritaire

INFORMATIONS POUR COMMANDER LES FIBRES POWERFLEX HYBRID

Diamètre de la fibre	Diamètre de la fibre au bout distal	Description	Diamètre externe maximal	Unités par boîte	Code
242µ	272µ	PowerFlex Hybrid 200 Single-Use High Power Holmium Laser Fiber	450µ	5	PF200SE-RT-5PK

* Patent Pending
1. Bench Testing on File